




Materasso Memory Green



Caratteristiche

Features



Lavorazioni

Features



Il materasso **Memory Green** si configura come la congiunzione perfetta tra la salute, tecnologia e naturalezza.

L'effetto antidecubito della lastra è reso mediante l'utilizzo di 3 accorgenze particolari:

- Una sagomatura interna molto accentuata per favorire l'effetto basculante, ed un'altra inferiore per favorire il piegarsi del materasso nel caso di reti motorizzate.
- L'utilizzo di una lastra di schiuma viscoelastica a lento ritorno, con bugnatura omogenea.
- Fori che trapassano il ViscoPur per garantire la circolazione dell'aria all'interno del materasso, favorendo un microclima igienico e perfetto.


Sia l'Aqupur e il Viscopur sfruttano la tecnologia AloeFeel, rendendo il prodotto completamente naturale ed ecosostenibile.

Per questi motivi il materasso Memory Green è classificato come Presidio medico di Classe I.


I MATERIALI



Aqupur® Aloe è la schiuma ad alta densità a base d'acqua, caratterizzato da una morbidezza ed un comfort eccezionale. È perfettamente traspirante grazie alla struttura cellulare aperta, che garantisce una veloce dispersione di calore e umidità, mentre l'Aloe idrata i tessuti in modo naturale, calma il sistema nervoso e sostiene il sistema immunitario.




ViscoPur® AloeFeel® è la schiuma viscoelastica a lento ritorno a base d'acqua, schiumata con olii vegetali e arricchita con microcapsule di aloe vera. Il ViscoPur® favorisce la distribuzione ottimale del peso corporeo sul materasso, minimizzando i punti di pressione e favorendo la circolazione del sangue mentre l'Aloe idrata i tessuti in modo naturale, calma il sistema nervoso e sostiene il sistema immunitario. E' inoltre indeformabile, cioè in grado di ritornare alla propria forma originaria in modo naturale e costante, garantendo un supporto ottimale in ogni posizione.



Peso supportato
50-100 kg
Altezza lastra 20 cm

Portanza

- ▲ Resistenza massima
- ▲ Resistenza media
- ▲ Resistenza minima



Misura	Prezzo
Fino a 80-190 kg	A
Fino a 90-200 kg	B
Fino a 120-200 kg	C
Fino a 160-190 kg	D
Fino a 170-200 kg	E

Per informazioni su ulteriori misure o per variaizoni di altezza si prega di contattare il produttore