













Materasso Performa



Caratteristiche

Features

- 
espanso ad acqua
water expanded
- 
senza CFC
CFC free
- 
traspirante
transpiring
- 
indeformabile
undeformable
- 
anti-acaro
anti-mite
- 
ergonomico
ergonomic
- 
antidecubito
anti-bedsore
- 
7 zone
7 zones
- 
forato
holed
- 
effetto massaggiante
massaging effect

Lavorazioni

Features

La scelta di utilizzare olii vegetali per la produzione del materasso Performa è da ricercarsi nella volontà di introdurre l'utilizzo di risorse rinnovabili nel settore dei materassi, combinando una produzione di alta qualità, con i benefici apportati dalla presenza di olii di natura vegetale, già utilizzati, grazie alle loro proprietà terapeutiche, da antiche civiltà quali quella Egizia e Cinese per la fabbricazione di unguenti, profumi e creme. Il materasso è inoltre, opportunamente sagomato per donare il comfort delle 7 zone di portanza differenziata e per facilitarne l'utilizzo con ret con alzata testa e piedi. Inoltre, la lastra portante di Natura è accoppiata con del Viscopur a base di Aloe, forato per facilitare la fuoriuscita del calore e con effetto onda per massaggiare la spina dorsale.

I MATERIALI




Natura è un poliuretano di densità medio alta, con elevata resistenza all'allungamento e bassi valori di deformazione permanente e di fatica dinamica, contenente materie prime rinnovabili.

Con l'ausilio di innovative tecnologie di produzione e degli olii naturali Natura viene prodotto senza l'impiego di agenti espandenti non controllabili e dannosi per l'ambiente, ottenendo un materiale realmente espanso con sola acqua, totalmente eco-compatibile e riciclabile e con elevate proprietà fisico meccaniche. scita del calore e con effetto onda per massaggiare la spina dorsale.







ViscoPur® AloeFeel® è la schiuma viscoelastica a lento ritorno a base d'acqua, schiumata con olii vegetali e arricchita con microcapsule di aloe vera. Il ViscoPur® favorisce la distribuzione ottimale del peso corporeo sul materasso, minimizzando i punti di pressione e favorendo la circolazione del sangue mentre l'Aloe idrata i tessuti in modo naturale, calma il sistema nervoso e sostiene il sistema immunitario. E' inoltre indeformabile, cioè in grado di ritornare alla propria forma originaria in modo naturale e costante, garantendo un supporto ottimale in ogni posizione.



Peso supportato
70-110 kg
Altezza lastra 20 cm

Portanza

-  Resistenza massima
-  Resistenza media
-  Resistenza minima



Misura	Prezzo
Fino a 80-190 kg	A
Fino a 90-200 kg	B
Fino a 120-200 kg	C
Fino a 160-190 kg	D
Fino a 170-200 kg	E

Per informazioni su ulteriori misure o per variaizoni di altezza si prega di contattare il produttore